

FLOCARE® G-TUBE

Flocare® G-Tube er en utbyttbar gastrostomisonde med ballong for tilførsel av mat og væske direkte i ventrikkelen gjennom bukveggen.

Den utvendige fikseringsplaten holder sonden på plass og reduserer risikoen for lekkasje rundt stomien. G-Tube kobles direkte til enteralt ernæringssett eller sprøyte for lettvin tilførsel av sondeernæring, væske eller medisin. Sondene har ENFit™-kobling, og passer ikke sammen med Luer- og ENLock™-produkter.



Flocare® G-tube består av:

A: Transparent silikonsonde 23 cm lang

- Ch størrelse står oppført på sonden
- Avstandsmerking står oppført på sonden i cm fra ballongen og nedover

B: Innvendig fikseringsballong av silikon

C: Utvendig fikseringsplate av transparent silikon

D: Injeksjonsventil til innvendig ballong med fargekode

E: Ernæringskopling med fastmontert hette

Indikasjon

Langvarig sondeernæring etter opprettelse av stomi.

Kontraindikasjoner

Stomikanalen er ikke tilhelet. Infeksjon i stomien, ascites, gastroparese.

Tilbehør

Utskiftbar ernæringskopling. Ekstern fikseringsplate.

Holdbarhet

60 måneder fra produksjonsdato. Holdbarhetsmerking på pakning.

Oppbevaring: Oppbevares i romtemperatur.

Brukstid

3-6 mnd. Brukstiden er vanskelig å angi, da den kan variere avhengig av bla. mengde av magesyre, medisiner og sondeernæring.



BESTILLINGSINFORMASJON

| Produktnavn | Bestillingsnr. | Varenr. | Salgsenhet |
|-------------------------------|----------------|---------|------------|
| Flocare® G-Tube Ch 14 grønn | 178131 | 904426 | 2 stk. |
| Flocare® G-Tube Ch 16 oransje | 94816 | 974850 | 2 stk. |
| Flocare® G-Tube Ch 18 rød | 94817 | 907713 | 2 stk. |

Mer informasjon om våre Flocare Infinity pumpesett og tilbehør finnes på www.nutricia.no eller kontakt en lokal Nutricia representant.

Nutricias produkter er registrerte næringsmidler til spesielle medisinske formål og skal brukes i samråd med helsepersonell.

Nutricia, % Danone AS | Tlf. +47 23 00 21 00 | E-post nutricia.amnno@danone.com | www.nutricia.no