

ENFIT-SPRØYTER

ENFit-sprøyter er enterale sprøyter for bruk sammen med enteralt sondeernæringsstutstyr. Sprøytene kan brukes blant annet til medisiner, skylning med sterilt vann, og bolus-mating. Sprøytene har en ENFit-kobling som passer sammen med hele ENFit-systemet (ernæringssett, sonde, og andre inngangsporter). Sprøytene passer ikke sammen med Luer- og ENLock produkter.

SPRØYTENE FINNES I SYV ULIKE STØRRELSER:

- 1 ml
- 2,5 ml
- 5 ml
- 10 ml
- 20 ml
- 60 ml
- 100 ml

Sprøytene er sterilt pakket, og er beregnet for engangsbruk. De er frie for ftalater, DEHP, latex og PVC.

EKSTRA TILBEHØR:

- Støvhette til sprøyter. Brukes for å oppbevare medisin/væske i sprøyten over en kort periode.
- Strå til å skru fast på sprøyten. Muliggjør opptrekk av medisin fra mikstur/flaske eller annet.

BESTILLING:

ENFit-sprøytene kan bestilles ved å sende e-post til: ordre.amnno@danone.com



RELATERT UTSTYR:



Produktnavn	Best.nr.	Varenr.	Antall per salgsenhet
Sprøyter:			
ENFit sprøyte 1 ml single use	616327	948461	30
ENFit sprøyte 2,5 ml single use	616326	952126	30
ENFit sprøyte ltd 5ml	621824	832806	30
ENFit sprøyte 10 ml	591421	953388	30
ENFit sprøyte 20 ml	591422	893885	30
ENFit sprøyte eccentric 60 ml	624823	883577	30
ENFit sprøyte 100 ml	605967	808892	30
Relatert utstyr:			
ENFit Sprøyte Cap	619488	963816	30
ENFit Sprøyte Strå 15 cm	619489	849514	30